

ข้อควรระวังและคำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้ใช้

เครื่อง DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และมีเทคนิคในการทำความเข้าใจและใช้งานระบบ

ห้ามใช้งานระบบก่อนอ่านคู่มือนี้และทำความเข้าใจการทำงานของระบบอย่างชัดเจน !

1. ระบบควรทำงานในสถานะที่ไม่เป็นสนิมหรือถูกกัดกร่อนแม่เหล็กไฟฟ้า , การสั่นสะเทือน และการรบกวนอื่นๆ จากสิ่งรอบข้าง ในขณะที่เดียวกันอุปกรณ์ก็จะไม่รบกวนอุปกรณ์อื่นระหว่างการทำงานเช่นกัน
2. การดูดกลืนพลังงานแสงทำให้อุณหภูมิของวัสดุที่ดูดซับสูงขึ้น โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ระบบแก๊สออกซิไดซ์ , ของเหลวไวไฟ , ไนโตรสออกไซด์ (N2O) และออกซิเจน
3. ระบบนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ ที่มีสารผสมไวไฟกับอากาศหรือออกซิเจน
4. หากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน ห้ามใช้สารไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์หรืออะซิโตน ในการทำความสะอาด หากจำเป็นให้ใช้สบู่และน้ำสะอาด ก่อนทำการรักษาต่อไป
5. หากใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ ควรปล่อยให้แห้งสนิทก่อนใช้งานระบบ และเก็บให้ห่างจากระบบเพื่อความปลอดภัย
6. ในการทิ้งส่วนประกอบใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบ โปรดส่งคืนไปยังผู้ผลิตเพื่อกำจัดและเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
7. เนื้อหาของคู่มือผู้ใช้นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดที่จะทำสำเนาหรือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือเรียกคืนระบบแต่อย่างใด